


ALLURA III++ PLASMA MESO

PLASMA MESO (ÇOKLU ENERJİ TERAPİSİ)

CİLTTE GENÇLİK İÇİN PLASMA MESO TEKNOLOJİSİ İLE IV. ELEMENT MUCİZESİ



ALLURA III++ Plasma Meso satışı yoktur.
Sadece **B2C MD** bayilerinin kullanımı için sunulmaktadır.

CROSS markası medikal g zellik pazarında hızla b y mektedir. Medikal teknolojiler Őirketimizin ana odađı olmuŐtur. Ar-Ge departmanımız Dermatoloji, Plastik Cerrahi ve medikal cihazlar alanında da araŐtırmalarını t m hızıyla devam ettirmektedir. AraŐtırma & GeliŐtirme Enstit m zde CE, FDA, GMP, ISO-13485 patentlerini bulundurmaktayız.  ıđır a an en son teknoloji **PLASMA MEZO** teknolojisi **CROSS Medikal Cihaz Teknolojileri** Ar-Ge departmanı ve **B2C MD** Medikal Kozmetik Ar-Ge departmanlarının ortaklaŐa y r tt đ  uzun s reli araŐtırmalar ile  retilmiŐtir. Bu son teknoloji cilt gen leŐtirme i in kullanılan yeni teknoloji cihazımızı sizlere sunmaktayız.



YEPYENİ BİR TEKNOLOJİ

KLİNİK OLARAK BAKTERİLERİ  LD RD Đ  & CİLTTE DOĐAL BİR YENİLENMEYİ SAĐLADIĐI & CİLDİN ANTI-AGING S RECİNİ HIZLANDIRDIĐI KANITLANMIŐTIR.

PLASMA MESO

Cilt Sorunları & Akne

ALLURA III Plasma Meso bakterileri  ld ren etkisi ile akneye ve inflamatuvar cilt rahatsızlıkları ile savaŐır. Anında etki g stererek ve y ksek oranda kolajen ve elastin  reterek, kırıklıkları azaltarak g zenekleri k  lt terek sıkılaŐma etkisi ile ciltteki hasarları onarır. Aynı zamanda cilt dokusunu iyileŐtirir ve esnekliđi artırır. Hafif, dođal ve yan etkisiz bir tedavi ile cildinizi koruyarak ve iyileŐtirerek gen  bir g r n me sahip olabilirsiniz.

Plazma Nedir?

Genelde maddeleri katı, sıvı ve gaz olarak deđerlendiririz. Bunların yanı sıra plazma olarak bilinen maddenin bir d rd nc  hali de mevcuttur. Bir plazmada maddenin atomları ya da molek lleri o kadar harekete ge irilmiŐtir ki "uyarılmıŐ" hale gelirler. Plazma, dođrudan fiziksel temasta bulunmadan cilde dođrultulabilecek ultra y ksek bir enerji  retilir.  nk  plazma lazer iŐıđından daha y ksek bir frekansta titreŐen bir enerji oluŐturur, lazer terapide olduđu gibi cildin, kanın, ya da cildin altındaki dokuların tekil bileŐenleri ile etkileŐime ge mez.

Cildinize duŐ alıyormuŐ gibi masaj yapın ve  r nlerin cildinizi canlandırdıđını hissedin! Cilt koruma ve iyileŐtirme ile herhangi bir yan etki olmadan iŐık ve dođal tedavi ile gen  bir cilde yeniden sahip olun.



Cilt sorunlarınızı kontrol edin

- Akneli cilt sorunu?
- Esneklik kaybı?
- Kozmetik  r nlerinin emilim problemi?
- Mat Cilt Tonları?
- Y zdeki endiŐe  izgileri?

�r�n	Cilt Bakım Ekipmanı
Model	ALLURA III Plasma Meso
LED	430mm
Performans	Kullanım Kılavuzundadır
Uyarı	Kullanım Kılavuzundadır
Birim	Set
Batarya	3.7V/1.450mA (Li-Polymer)
Őarj Aleti	GiriŐ G�c�: 100-220V / �ıkıŐ g�c� 5.0V, 1.0A (mikro USB Tipi)



ALLURA III Plasma Meso Ürün Özellikleri

Plasma Meso'nun dokunuşunda farkı hissedin...

AKNE

Akne sorunuz mu var?

ALLURA III Plasma Meso'nun faydalarından biri de yağ üretimini azaltması, cilt hücresi yenilenmesini hızlandırması, iz oluşumunu engellemek için akne ve bakteriyel infeksiyon ya da inflamasyonla savaşmasıdır. Bu terapi aynı zamanda cildin en dış kısmında konumlanan akne izlerini de yok etmeye yardımcı olur. Yumuşak ayarda iken cildin en dış kısmı soyulmaz. Orta ve masaj ayarında iken cildin en dış kısmı soyulur.

Kozmetiklerin maksimum emilimi sağlar, cilt sorunları tamamıyla tedavi edilir. **ALLURA III Plasma Meso** iyontoforeze benzer şekilde besinleri ve genleri dokuya itmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmaya göre, bu uygulama tamamen iğnesiz tedaviyi mümkün kılar. Cilde başarılı transfer ve hücrelerin transfeksiyonu temassız ilaç yöntemlerini ve gen dağıtımında devrim yaratacaktır.

ALLURA III Plasma Meso tedavisi sonrası fonksiyonel serum ve krem gibi **B2C MD** cilt bakım ürünlerini kullanmak tedavinin etkinliğini artırır, bu şekilde ürünler cildin derinlerine hızlıca ulaşabilir.

LEKE

Cilt Yenileme ve Anti-Aging (Kırışıklık tedavisi, Leke tedavisi, Lifting)

ALLURA III Plasma Meso çoklu enerji tedavisi kullanarak cildin yenilenmesine yardımcı olur. Bu teknik minimum duraklama süresi ile yüz derisi tedavisinde önemli oranda başarı sağlamıştır. **ALLURA III Plasma Meso** tedavisi ciltteki kolajen ve elastin üretimine yardımcı olur. **ALLURA III Plasma Meso** teknolojisi ışık ve radyo frekansından ziyade plazmadan elde edilen enerjiyi kullanır. Plazma cilt kromosferine ihtiyaç duymadan hedef dokuya saniyenin binde birinde gerçekleşen titreşimler ile yollar.

ANTI AGING

LED Işık Tedavisi / Anti-Aging / Kolajen / Bakteriyel Sterilizasyon

ALLURA III Plasma Meso LED kolajen üretimini artıran ve akneye sebep olan cildin derinlerinde bulunan bakterileri yok ederek tedavi eden acısız bir cilt bakım tedavisidir. **ALLURA III Plasma Meso** LED cildi dinlendirmek, pürüzsüzleştirmek ve daha sağlıklı bir cilt için cildin doğal yenilenme sürecini aktif hale getirir.

ALLURA III Plasma Meso, **CROSS** Medikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge Departmanı ve **B2C MD** Kozmetik Ar-Ge Departmanlarının ortaklaşa yürüttüğü uzun süreli araştırmalar sonrasında özel bir cilt bakım aracı olarak geliştirilmiştir. Şaşırtıcı sonuçlar Dördüncü Element Plasma ile belirli cilt sorunlarını iyileştirmek için çeşitli çözümler sunmuştur. Basit ama çok etkili bir işlem ile cihazı kullanarak doğrudan deneyimleyebilirsiniz.


ALLURA III Plasma Meso

Plasma Meso

ALLURA III Plasma Meso'nun faydalarından biri de yağ üretimini azaltması, cilt hücresi yenilenmesini hızlandırması, iz oluşumunu engellemek için akne ve bakteriyel infeksiyon ya da inflamasyon ile savaşmasıdır. Bu terapi aynı zamanda cildin en dış kısmında konumlanan akne izlerini de yok etmeye yardımcı olur. Yumuşak ayarda iken cildin en dış kısmı soyulmaz. Orta ve masaj ayarında iken cildin en dış kısmı soyulur.

Orijinal

Plasma'dan Sonra



Uygulamalar esnasında Plasma enerjisinin önemli bir şekilde kültür bakterilerini yok ettiğini kanıtlanmıştır. KLİNİK Denemelerde bakterilerin %99.99'u **ALLURA III Plasma Meso** tarafından yok edildiği gözlemlenmiştir.

ALLURA III Plasma Meso Klinik Test



Öncesi


Sonrası

Plasma Meso Atışı

Canlandırıcı etkisi ile cildi yenileyerek yapılandırır. Plasma Meso ile cildinizde eşsiz duş deneyimini yaşayın.

TDDS Sistem

Araştırmalarımız soğuk Plasma Meso sisteminin kozmetiğin cilde derinlemesine nüfuz etmesini çoğaltmak için yapılmıştır.



UYGULAMA SÜRELERİ VE MOD SEÇİMİ

Problemlili ve Hassas Ciltler

Mod: Yumuşak / Süre 2-3 defa Plazma Atış LED: Açık (Dinlendirici Etki)

Lifting, Kırışıklık Açma, Anti-Aging

Mod: Sert / Süre: 2-6 defa Plazma Atış LED: Açık (Dinlendirici Etki)


Cilt Bakımı (Kırışıklık Açma, Anti-Aging, Cilt Esnekliği)

Mod: Masaj / Süre: Plazma Atış 15-20 dk. LED: Açık (Dinlendirici Etki)

NOT: Plazma başlığını gerekli bölgeye makul bir süre bastırınız ve hedef bölgeye makul bir süre boyunca nazikçe masaj yapınız.




Meso Nasıl kullanılır?




Problemlili ve Hassas Ciltler

Plazma Meso başlığını istenilen bölgeye bastırınız ve Atış düğmesine basarak gerekli bölgeye 2 sn (1 plazma atış) bastırınız ve makul birkaç defa (2-3 defa) daha tekrarlayınız. Daha hızlı ve etkili sonuç almak için tedaviden sonra cilde **B2C MD** ürünlerinden uygun olanını uygulayınız. Cildi dinlendirmek için LED (Mavi) kullanmak daha iyi olacaktır.



Cilt Yenileme ve Anti-Aging

Plazma Meso başlığını istenilen bölgeye bastırınız ve Atış düğmesine basarak gerekli bölgeye 2 sn (1 plazma atış) bastırınız ve makul birkaç defa (2-6 defa) daha tekrarlayınız. Daha hızlı ve etkili sonuç almak için tedaviden sonra cilde **B2C MD** ürünlerinden uygun olanını uygulayınız. Cildi dinlendirmek için LED (Mavi) kullanmak daha iyi olacaktır.



Cilt Bakımı (Kırışıklık Açma, Cilt Aydınlatma, Cilt Esnekliği)

Plazma Meso başlığını istenilen bölgeye bastırınız ve Atış düğmesine basarak gerekli bölgeye sürekli bastırınız ve şekilde gösterilen doğrultuda nazikçe masaj yapmaya devam ediniz. Daha hızlı ve etkili sonuç almak için tedaviden sonra cilde **B2C MD** ürünlerinden uygun olanını uygulayınız. Cildi dinlendirmek için LED (Mavi) kullanmak daha iyi olacaktır.

ALLURA III Plasma Meso elinize mükemmel bir şekilde yerleşir; bu yüzden kullanımını oldukça kolaydır.